

PRODUKTDATENBLATT

1. Produktdaten

Artikelnummer: **1730**
 Typ: **Gas Buddex mit 20mm Brennspitze**

Bezeichnung: **Gas Buddex mit 20mm Brennspitze und 2 Stück Gaskartuschen**
 Oberfläche: Schaft, Edelstahl gebürstet
 Gussteile, Pulverbeschichtet (KERBL Green)
 Messing, blank
 Brennspitze: Ø20mm
 Brennstoff: Butan/Propan - Gasgemisch
 Gaskartusche: Standard Gaskartusche
 KERBL Gas Art.-Nr. 1756
 Gefahrstoffnummer: UN2037
 Gewicht: 2380 Gramm

P-Kategorie:
 Enthorner

Artikelnummer:
 1730

Stand: 29.04.2010

DOKID: 10888

REV: 0-SRE



2. Produktbeschreibung:

Enthornungsgerät zum tierschonenden Enthornen von Jungtieren. Kurze Aufheizzeit und hohe Maximaltemperatur von 700 °C. Die Edelstahlausführung garantiert Langlebigkeit und genügt höchsten Ansprüchen!

- weitestgehend schmerzfrei für das Jungtier durch max. 30 Sekunden langen Enthornungsvorgang
- **komplett mit 2 Kartuschen**, Ersatzdüse und Werkzeug
- innerhalb von max. 3 Minuten wird eine Betriebstemperatur von ca. 700 °C erreicht
- Arbeitsdauer/Kartusche: 2 Stunden
- Spezial-Gaskartusche für sicheres, unabhängiges und flexibles Arbeiten für bis zu 2 Stunden nonstop
- praktisches Design durch rutsch-hemmender Griffbereich und ausgewogenen Schwerpunkt
- zuverlässige, automatische Piezozündung
- Gesamtlänge: 31 cm
- im praktischen Metallkoffer
- zwei Jahre Garantie

3. Produktabmessungen:

3.1 Enthorner

Länge: 315mm
 Breite: 76mm
 Höhe: 70mm

3.2 Metallbox im Schutzkarton

Länge: 330mm
Breite: 130mm
Höhe: 77mm

4. Sonstige Produktangaben

4.1 Gefahrstoffhinweise für beigelegtes Gas

Verweis auf: **KERBL Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EC, Artikel 31**
Druckdatum: 10.12.2009
Revisionsdatum: 10.12.2009

Achtung! 2 Gaskartuschen à 110ml werden in der Metallbox mitgeliefert!

4.2 Brennspitzen

Der Brennspitzendurchmesser ist von den Enthornungsgewohnheiten abhängig.

Es ist möglich Brennspitzen mit den Brennspitzendurchmesser:

#1732 - Ø20mm

#1733 - Ø15mm

jeweils auf den Artikel 1730 und 1731 zu montieren.

4.2 Temperaturentwicklung

Durch Katalysator- Technik erreicht der Gas Buddex seine erforderliche Arbeitstemperatur nach ca. 2,24 Minuten. Vergleichbare Produkte des Mitbewerbs erreichen die selbe Temperatur erst nach ca. 5,32 Minuten.

5. Zubehör und Ersatzteile

5.1 Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung
1756	KERBL Gas - Ersatzkartusche für Gas Buddex
1733	Brennspitze Ø15mm

5.2 Ersatzteile

Art. Nr.	Beschreibung
1732	Brennspitze Ø20mm
1734	Ersatzgasdüse für Gas Buddex
1735	Blechschatzkappe für Katalysator
1736	Keramik Zündereinheit